

Kasutusjuhend

Elektriline hambahari

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Ärge kastke seadet kunagi vette ega muudesse vedelikesse!
- Kasutage ainult originaal-tarvikuid.
- See seade on mõeldud täiskasvanute hambaravi ja suuhügieeni jaoks.
- Alla 7-aastased lapsed võivad seadet kasutada ainult täiskasvanud järelevalve all.



HOIATUS:



See seade ei ole kasutamiseks alla 3-aastastele lastele, kuna on väikeste osakeste allaneelamise oht

- Hoidke seade laste käeulatuses eemal. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Patareide käsitlemine



HOIATUS: Plahvatuse oht!

Ärge hoidke patareid kõrge temperatuuril või otsese päikese käes. Ärge visake kunagi patareid tulle!

Patarei sisestamine

(Patarei ei ole seadmega kaasas.)

1. Avage patareisahtli kate kruvides seda päripäeva.
2. Sisestage AAA / R03 patarei. Veenduge polaarsuse õigsuses. Polaarsus on näidatud patarei sahtlis. Seadke patarei positiivne poolus positiivse kontakti vastu ja negatiivne poolus negatiivse vastu.
3. Sulgege patareisahtli kate keerates seda vastupäeva. Pöörake tähelepanu juhtklemmidele.



MÄRKUS:

- Kui seadmes ei ole piisavalt võimsust või see lülitub kasutamise ajal välja, vahetage patarei uue vastu.
- Samuti võite kasutada AAA akut.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid, vältimaks happe lekkimist.

Kasutamine

1. Paigaldage hari surudes seda kergelt paremale ning kinnitades päripäeva. Harja pea näitab lüliti suunas.
2. Niisutage harja pead ja pange sellele pisut hambapastat.



3. Loputage suu veega.
4. Enne sisselülitamist pange hari vastu hambaid. Vastasel korral võib tekkida pritsmeid.
5. Pange hari vastu igemete serva. Harjake hambaid väljastpoolt, seestpoolt ja närimispindasid. Juhtige harja aeglaselt hambalt hambale. Kasutage ainult kerget survet. Hambaarstid soovivad harjata vähemalt 2 minutit.
6. Lülitage seade lülitist välja.



MÄRKUS:

- Esmakordne kasutamine võib põhjustada väikest igemete veritsust.
- Kui need sümptomid kestavad üle 2 nädala, pidage nõu oma hambaarstiga.

Puhastamine



ETTEVAATUST:

- Ärge asetage seadet vette. See võib elektroonika hävitada.
 - Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
1. Lülitage seade enne puhastamist välja.
 2. Pühkige korpust kergelt niiske lapiga.
 3. Võtke hari ära keerates seda kergelt vastupäeva. Tõmmake hari ära. Puhastage peale igat kasutamist voolava vee all.

Tehnilised andmed

Mudel PC-EZS 3000

Kaitseklass IPX5 *

Netokaal 21 g

Patarei 1 x 1.5 V AAA tüüpi patareid

* See seade vastab IPX5. See tähendab, et seade on kaitstud tavalise veejoa eest.

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhisteile, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



Utiliseerimine

Eemaldage patarei patareisahelist. Viige kasutatud patarei vastavasse kogumispunkti. Toode ei tohi visata olmejäätmete sekka. Seadme kasutusaja lõpul ärge visake seadet olmeprahi hulka. Viige see vastavasse ametlikku ümbertöötlemiskeskusesse. Sellega aitate kaitsta keskkonda.

