


PROFI CARE®

Kasutusjuhend



Epilaator PC-IPL 3024

Ülevaade seadmest



Ülevaade seadmest / Pakendi sisu

1. Õhu väljalaskeavad
2. Toiteadapteri ühenduspesa
3. Märkutuli START
4. ⏻ nupp (Sisse / Välja, valgustugevus)
5. Märgutuled ja valguse tugevuse taseme ekraan
6. Vabastusnupp valgusvälgu jaoks

7. Valgusvälgu väljumisaken
8. Naha kontaktpind
9. Tarvik
10. Toiteadapter

Pildilt puudub
Turvaprillid

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote.
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid


Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.
Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

 **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Toiteadapter sobib kasutamiseks ainult kuivas ruumis.
- Kontrollige, et toiteadapteri väljundvool, pinge ja polaarsus vastavad ühendatud seadmel olevatele näitajatele!
- Ärge katsuge ühendatud toiteadapterit märgade kätega!
- Veenduge, et toiteadapteri juhe ei oleks väändunud, millegi all kinni, tõmmatud üle või kontaktis kütteseadmetega.
- Ärge kasutage kahjustatud toiteadapterit.
- Ärge hakake seadet ise parandama.

- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.
Lämbumisoht!

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks

See seade on võimas elektriseade ja seda tuleks sellisena kasutada, pöörates erilist tähelepanu esitatud ohutuslasele teabele.

Lugege kõiki hoiatusi ja juhiseid tähelepanelikult!
Järgige juhiseid täpselt kogu töö ajal.

Seade ei sobi igähele. Enne kasutamist järgige allpool toodud jaotisi.

Karvade eemaldamine laseriga või intensiivse valguse impulsiga võib mõnedel inimestel põhjustada karvakasvu suurenemist.

Praegu olemasolevate andmete põhjal selgub, et Vahemere piirkonna, Lähis-Ida ja Lõuna-Aasia naised on suurim riskigrupp, kes on seotud kõrvaltoimetega.

Seade töötab paremini tumedate või rohke melaniinisaldusega karvatüüpide puhul. Must ja tumepruun vastavad kõige paremini.

Ja kuigi ka pruunid ja helepruunid karvad reageerivad, nõuab see tavaliselt rohkem seansse. Naturaalsed punased karvad ei reageeri üldse. Naturaalsed valged, hallid või blondid karvad ei vasta tavaliselt selle seadme rakendustele.

Hallide karvade kasv ei lõpe kohe pärast esimest kasutamist. Te saate püsiva ja rahuldava tulemuse järgides käesolevas juhendis toodud juhiseid.

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks

Tootel olevad sümbolid

Tootelt võite leida sümboleid, mis hoiatavad või annavad teavet:



Lugege juhendit.



HOIATUS: Optiline kiirgus!

Seade kiirgab tugevat ja nähtamatut optilist kiirgust, mis võib põhjustada silmakahjustusi.

HOIATUS:

Vältige silmade ärritamist.



Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastel.

**ETTEVAATUST:**

Hoidke seadet kuivas!

**HOIATUS:**

Juhiste eiramine võib põhjustada silmakahjustusi, nägemise kaotust või nahakahjustusi.

**ELEKTRILÖÖGI OHT!**

- Ärge kasutage seadet vanni lähedal, pesuruumis või mujal sarnastes kohtades.
- Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see lasta tootjal või hooldusel välja vahetada samasuguse vastu.
- Hoidke toiteadapterit kuivana.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat adapterit.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelevalveta.
- Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus see mõjutab terviklikkust. Näiteks põletuste, vigastuste, villide, armide, löigete, lahtiste haavade, aktiivsete nahahaiguste, hiljutise päikesekiirguse või päikese põletuse ja / või nakkustega nahapiirkondades.
- See seade ei ole meditsiiniline seade. Lööbe, naha sügelemise, naha seenhaiguste ja / või nahainfektsioonide, naha muhkude või -laikude puhul tuleb pöörduda arsti poole.
- Pikendatud või korduv kasutamine ühes kohas võib põhjustada nahakahjustuse.
- Vältige liigset läbistamist, sagedasi impulsse ja / või seadme suuremat kasutamist.
- Seadet ja valguse optikat tuleb korrapäraselt kontrollida kahjustuste suhtes.. Ärge kasutage kahjustatud seadet.
- Kaitske silmi kiirguse eest! Seadet ei tohi kasutada silmalaugudel.
- Ebaõige käsitlemine võib põhjustada silmavigastusi.
- Ärge suruge turvamehhanismile.
- Enne seadme täielikku kasutamist testige sobivust teie nahaga. Vaadake lõiku „Enne kasutamist“.
- Naha sobivuse testi sooritamine“
- Palun vaadake peatükist „Karvade värv ja nahatüüpi tabel“ erinevate värvipigmentatsioonide tabelit. Kui te pole veel kindel, kas seadme kasutamine on ohutu, pöörduge arsti või dermatoloogi poole.

Kasutusotstarve

Seadet kasutatakse soovimatute kehakarvade eemaldamiseks. Seade ei sobi alla 18-aastastele isikutele. Seda kasutatakse keha karvakasvu vähendamiseks. Seade on loodud koduseks kasutamiseks järgmistes piirkondades: Jalad, käed, bikiinipiirkond, kaenlaaugud, rind ja selg. See ei sobi nibude, päraku või genitaalise piirkonnas kasutamiseks (mehed ja naised).

Võimalikud kõrvalmõjud.

Kui järgitakse käesolevas juhendis toodud juhiseid, on seadme kasutamiseiga seotud kõrvaltoimed ja komplikatsioonid harvad. Sellegipoolest seostatakse iga kosmeetilise meetodit, sealhulgas neid, mis on ette nähtud koduseks kasutamiseks, teatud riskidega. Seetõttu on oluline, et te mõistate ja aktsepteeriksite riske ja komplikatsioone, mis on seotud koduses kasutuses olevate intensiivsete valgusimpulsiga karvaeemaldamise süsteemidega.

Kõrvalmõju	Tõenäosus
Mitme impulsi mõju ühes ja samas asukohas.	Minimaalne
Kõrvalmõju	Tõenäosus
Kerge nahaärritus	Minimaalne
Erüteem	Minimaalne
Suurenenud naha tundlikkus	Minimaalne
Naha haavad ja põletused	Harva
Armide teke	Harva
Pigmendi muutus	Harva
Liigne punetus ja turse	Harva
Infektsioon	Ebaoluline
Hematoom	Ebaoluline

Kerge nahaärritus

Ehkki majapidamises kasutatavate intensiivsete valguse impulssidega karvade eemaldamine on üldiselt hästi talutav, kogevad enamik kasutajaid kasutamise ajal väikest ebamugavust.

Nahaärritust kirjeldatakse tavaliselt kui kerget kõrvetavat tunnet töödeldaval alal.

Kõrvetustunne kestab tavaliselt ainult seni, kuni valgus on aktiivne või veel mõni minut peale seda. Kõik, mis ületab selle väikese ebamugavustunde, ei ole normaalne ja tähendab, et peate seadme kasutamise lõpetama, kuna te ei talu seda karvade eemaldamist või on valitud võimsus liiga kõrge.

Erüteem

Pärast seadme kasutamist või 24 tunni jooksul võib nahk punaseks muutuda. Punetus kaob tavaliselt 24 h jooksul. Kui erütroom ei kao 2-3 päeva jooksul, pidage nõu arstiga.

Suurenenud naha tundlikkus

Töödeldud ala nahk on tundlikum kui tavaliselt, nii et see võib põhjustada naha dehüdratatsiooni või koorimist.

Naha haavad ja põletused

Väga harvadel juhtudel võib pärast seadme kasutamist esineda põletusi või nahahaavu. Põletus või haav võib paraneda mõne nädala

jooksul. Väga harvadel juhtudel võib see jätta armi.

Armide teke

Vaatamata oma haruldusele, võib siiski esineda püsivate armide teke. Armide tekke korral ilmneb tavaliselt naha lame ja valge lesioon (hüpotroofia). Siiski võib see olla ka suur ja punane (hüpertroofia) või suur ja vigastatud servadega (Keloid). Järgnevad esteetilised ravimeetodid võivad olla vajalikud armide väljanägemise parandamiseks.

Pigmendi muutus

Seade on suunatud karvanääpsule, eriti pigmenteerunud rakkudele karvafolliikulis ja karvafolliikulisse endasse. Siiski on ümbritseva naha hüperpigmentatsiooni (tugevdatud pigmendi või pruuni värvusega) või hüpopigmentatsiooni (tuhmumise) oht. Naha pigmenteerumisega seotud muutuste risk on suurem tumedama jumega inimestel. Tavaliselt on naha värvused või pigmendi muutused ajutised ning püsivad hüperpigmentatsioonid või hüpopigmentatsioonid esinevad harva.

Liigne punetus ja turse

Harvadel juhtudel võib töödeldud nahk muutuda väga punaseks ja hakata paisuma. See esineb sagedamini tundlikel kehaosadel. Kui erütroom

ja turse tuleks langetada 2-7 päeva jooksul. Sagedane jahutamine jääga võib aidata turset vähendada. Õrn naha puhastamine on lubatud, kuid vältige päikest.

Infektsioon

Naha infektsioon on äärmiselt haruldane. Kuid siiski on oht seadme poolt tekitatud põletuse või haavandi puhul.

Hematoom

Väga harvadel juhtudel võivad tekkida sinised laigud (sinikad), mis püsivad 5-10 päeva peale seadme kasutamist. Kui hematoom kaob, võib tekkida naha ruske värvus (hüperpigmentatsioon).

Karvade värvi ja nahatüüpi tabel

Ärge kasutage seadet loomulikult tumeda ja päevitunud naha korral. Tumedal nahal kasutamine võib põhjustada põletusi, ville ja nahavärvi muutusi.

Karva värv	Kelti nahk Tüüp I	Põhjamine nahk Tüüp II	Sega Tüüp III	Vahemereline nahk Tüüp IV	Tume nahk Tüüp V	Must nahk Tüüp VI
Must	4 / 5*	4 / 5*	3 / 4*	1 / 2 / 3*	X	X
Tumepruun	4 / 5*	4 / 5*	3 / 4*	1 / 2 / 3*	X	X
Pruun	4 / 5*	4 / 5*	3 / 4*	1 / 2 / 3*	X	X
Tum blond	4 / 5*	4 / 5*	3 / 4*	1 / 2 / 3*	X	X
Blond	X	X	X	X	X	X
Punane	X	X	X	X	X	X
Hall ja valge	X	X	X	X	X	X

* = kasutatav kergel võimsustasemel X = ei sobi

Pikaajaline karvaeemaldus

Tavaline karva kasvutsükkel võib kesta 18-24 kuud. Pikaajalise karvade eemaldamise saavutamiseks võib selle perioodi jooksul olla vajalik mitu seansi selle seadmega. Sõltuvalt karvade värvist, kehapiirkonnast ja sellest, kuidas seadet kasutatakse, erineb karvade eemaldamise efektiivsus erinevatel inimestel.

Tavaline kasutamise kava karvakasvu tsükli ajal:

Sessioonide arv	Aja intervall nädalates
1 - 4	2
5 - 7	4
8 +	Vajadusel, kuni soovitud tulemused on saavutatud.

Oodatavad tulemused:

Naha tüüp	Karva värv	Kehapiirkond	Sessioonide arv	Tõhusus*
I – IV	Helepruun kuni pruun	Jalgade ülemised ja alumised osad	Umbes 10-12 nädalat seansside vahelise 4 nädalaga	60 % vähenenud karvakasv
		Käed.		50 % vähenenud karvakasv
		Bikiinitsoon		60 % vähenenud karvakasv
		Kaenlaalune		55 % vähenenud karvakasv
I – IV	Pruun kuni must	Jalgade ülemised ja alumised osad	Umbes 8 - 10 nädalat seansside vahelise 4 nädalaga	60 % vähenenud karvakasv
		Käed.		50 % vähenenud karvakasv
		Bikiinitsoon		60 % vähenenud karvakasv
		Kaenlaalune		55 % vähenenud karvakasv

* (% karvade eemaldamine / karvade taaskasvamine)

- Vastus on individuaalne, sõltub karvatüübist ja bioloogilistest teguritest ning võib mõjutada uute karvade kasvu. Mõned inimesed märkavad tulemust varem, teised hiljem.
- Pärast ühte kuni kahte seansi ei saa veel eeldada karvakasvu püsivat vähenemist. Peale selle varieerub karvafolliikulite aktiivsus sõltuvalt kehapiirkonnast.

Millal ei peaks seadet kasutama.

Ärge kasutage seadet, kui vastate mõnele alljärgnevatest tingimustest:

- Kui olete rase või imetate;
- Kui olete olnud viimase 4 nädala jooksul tugeva päikese käes või solaariumis.
- Tätoveeringupiirkondades, püsijumestuse, rõngaste- või muude metallesemete kohal.
- Nahapiirkondades, kus on suured vistrikud, sünnimärgid või soolatüükad.
- Kui teil on või on olnud keloidarmid.
- Kui olete tundlik valguse või ravimi suhtes, mis muudab naha valguse suhtes tundlikumaks.
- Kui teil on näiteks diabeedi tõttu ebanormaalseid nahakahjustusi või kui teil on mõni muu ainevahetushäire.
- Kui olete hiljuti ravinud näiteks alfa-hüdroksühappeid (AHAs), beeta-hüdroksühappeid (BHAs), Retin-A®, Accutane®, paikseid retinoide ja / või aselaiinhapet.
- Kui olete viimase kolme kuu jooksul saanud steroidset ravi.
- Kui teil on ravipiirkonnas herpes esinenud.
- Kui kannatate langetõve käes.
- Kui teil on või olete põdenud nahavähki.
- Kui teil on aktiivne implantaat, nagu näiteks südamestimulaator, pidamatuse seade, insuliinipump jne.
- Kui teil on vere hüübimishäire.
- Kui teil on muid haigusi, mis teie arsti hinnangu järgi muudaksid seadme kasutamise teie jaoks ohtlikuks.

Kui te pole veel kindel, kas seadme kasutamine on ohutu, pöörduge arsti või dermatoloogi poole.

Pakendi eemaldamine

1. Võtke seade pakendist välja.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal ja papp.
3. Kontrollige pakendi sisu kompleksust.
4. Ärge kasutage kahjustatud seadet. Tagastage seade müüjale viivitamatult.

Kasutamise juhised ohutuks kasutamiseks

- **Valige hoolikalt valguse vilkumise intensiivsuse tase**

Intensiivsuse tase viitab kasutatava valgusvälgu intensiivsusele, alates madalaimast kuni kõrgeima tasemeni. Taseme ekraani (5) kõrval asuvad märgutuled näitavad määratud intensiivsust. Suurem intensiivsus parandab tulemusi, aga suurendab ka sellest tulenevaid riske ja kõrvaltoimeid. (vt. „Võimalikud kõrvalmõjud“).

- **Alustage kasutamist alati madalaimast võimsustasemest.**

Suurendage järgneva kasutamise intensiivsustaset ainult sammhaaval kui teil seadme kasutamisel madalaimal tasemel puudub või on vähene ebamugavustunne. Pidage seejuures siiski silmas tabelis näidatud karvade värvi ja nahatüübi näidatud intensiivsustaset.

- **Kõrvalmõjude vältimine**

- Ärge kasutage seadet ühe seansi jooksul mitu korda samal kohal.
- Vältige valgusvälgu kattumist!
- Katkestage viivitamatult seadme kasutamine kui nahal on villid või põletus!

- **Komplikatsioonide vältimine peale kasutamist**

- Ärge võtke päikest vahetult peale seadme kasutamist. See kehtib ka solaariumi kohta. Päikesekiirgus hõlmab pidevalt kaitsmata päikesekiirgust 15 minutit. Hajutatud päikesekiirguse puhul mitte enam kui 1 tund. Selleks, et kaitsta töödeldud nahka päikesevalguse eest, kasutage päikesekaitsevahendit päikesekaitsefaktoriga, mis on võrdne SPF 30-ga või sellest kõrgem 2 nädala jooksul pärast igat seadme kasutamist.

- Ärge kasutage seadet 24 h enne või pärast sauna või basseini külastamist. Kloor võib põhjustada nahaärritust.
- Enne seadme kasutamist katke sünnimärgid ja tätoveeringud.
- Enne seadme kasutamist katke kinni pruunid või mustad plekid, nagu sünnimärgid, soolatüükad jms.
- Ärge vaadake otse valgust! Kandke seadet kasutades alati turvaprille.
- Ärge kasutage seadet nibude, päraku ega genitaalide piirkonnas (mehed ja naised).
- Ärge kasutage seadet kohas, kus võiksite hiljem soovida karvu.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Veenduge alati, et kontaktpind oleks nahaga täielikus kokkupuutes.
- Eemaldage seade nahalt kui kontaktpind või nahk tundub kuum.

Mida võib oodata seadme kasutamisel

Võibolla paljudele kasutajatele on see esimene kogemus valgusepõhise karvade eemaldamise seadmega, mis on välja töötatud koduseks kasutamiseks. Seade on lihtsalt kasutatav ning karvade eemaldamine on vaevalt aeganõudev. Seadme seansi ajal on tavaline, et tunnete järgmist:

- Valgusvälk
Valgusvälk võib olla seadme kasutamisel nähtav.. Kandke seadet kasutades alati kaasasolevaid turvaprille.
- Ventilaatori müra
Seadme sisseehitatud jahutusventilaator teeb heli, mis on sarnane fööniga. See on normaalne.
- Plöksuv heli iga valguga.
On normaalne, et kuulete seadme valguga päästikule vajutamisel plöksuvat heli.
- Kerge valgusvälgu väljumisakna jälg.
See on vajalik ja kasulik ning osa seadme ohutusfunktsioonist, et tagada valgusvälgu kõrvuti sattumine.
- Soojuse ja surina tunne
Iga valgusvälgu ajal on normaalne, et tunnete kergelt soojust ning surinat. Pidage

meeles, et on oluline alustada esimest karvaemalduse sessiooni alati madalaimalt tasemelt. Võib juhtuda, et tunnete teatud soojust kuni ühe tunni jooksul pärast seadme kasutamist.

- Kergelt punane või roosa nahavärv
Sessiooni ajal või vahetult peale seda võib ilmuda väga kergelt naha roosat värvust. Roosa värv on tavaliselt nähtav karvade enda ümber. Kui aga teie nahk on täiesti punane või villis ja põletatud, lõpetage seadme kasutamine kohe.

Enne kasutamist

HOIATUS:

Ärge kasutage kunagi enne seadme kasutamist naha puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke nagu alkohol (kaasa arvatud lõhnaained, desinfektsioonivahendid või muud alkohoolsed ained) või atsetoon.

- Raseerige nahk kohas, kus soovite seadet kasutada. Karvu ei tohi eemaldada vahaga ega muul viisil. Raseerimine on soovitud tulemuse oluline eeltingimus.
- Parima tulemuse jaoks raseerige piirkonda 3 päeva enne seadme kasutamist või kui karvade pikkus on 1-2 mm.
- Nahk peab olema puhas, kuiv ja deodorandivaba.

Naha sobivuse testi sooritamine

Naha sobivustesti eesmärk on määrata kindlaks, kuidas teie nahk reageerib seadme kasutamisele. Lisaks aitab see optimaalse võimsuse taseme eelistuste kohandamisel iga töötlusala jaoks. Tehke naha kokkusobivustest igale nahapiirkonnale, mida soovite töödelda 48 tundi enne täielikku kasutamist.

HOIATUS:

Kandke sobivustesti sooritades alati turvaprille.

1. Jätkake, nagu kirjeldatud pt. „Seadme kasutamine“ punktid 1-4.
2. Alustage alati madalaimast tasemest.
3. Pange naha tugi pinnale, mida soovite testida.
4. Jätkake, nagu kirjeldatud pt. „Seadme kasutamine“ punktid 6-8.

5. Jätkake testi kõrgemal intensiivsustasemel teisel testikohal.
Pidage seejuures siiski silmas tabelis näidatud karvade värvi ja nahatüübi näidatud intensiivsustaset.
- Korrake sobivustesti igas kohas, kus soovite seadet kasutada.
 - Kui te ei tunne mingit ebamugavust 48 h jooksul peale seadme kasutamist, võite seadet kasutada viimati kasutatud intensiivsustasemel.

Seadme kasutamine

HOIATUS:

- Sooritage naha sobivustest enne seadme kasutamist.
- Kandke seadet kasutades alati turvaprilile.

MÄRKUS:

Seade on varustatud sisseehitatud turvamehhanismiga. See valgusvälgu tegemist kui seade ei ole täielikult nahale asetatud.

1. Veenduge, et pinge vastab andmesildil näidatud väärtustele.
2. Ühendage toiteadapter ainult korralikult paigaldatud ohutusse pistikupesasse.
3. Ühendage seade toiteadapteriga ühendades adapteri pistiku seadme pesasse (2). Kõik märgutuled taseme ekraanil süttivad lühidalt. Märgutuli START on punane.

ETTEVAATUST:

- Seadet võib kasutada ainult toiteadapteriga (kaasas). Ärge kasutage seda teistel seadmetel.
 - Kasutage ainult 12 V toiteseadet (). Erinevad toiteseadmed võivad seadet kahjustada.
4. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu.
 - Jahutusventilaator käivitub.
 - Taseme ekraani 1. märgutuli süttib.
 - Märgutuli START lülitub punasest roheliseks u 1 sekundi pärast. Nüüd on seade kasutamiseks valmis.
 5. Intensiivsustaseme muutmiseks vajutage korduvalt nuppu. Vastav taseme märgutuli süttib.

Intensiivsustase

Intensiivsuse tase määrab valgusvälgu intensiivsuse. Seadmel on 5 taset.

1 = madalaim tase, 5 = kõrgeim tase
Taseme ekraani (5) kõrval asuvad märgutuled näitavad määratud intensiivsust. Kõrgema intensiivsuse korral paraneb karvade eemaldamise tulemus, kuid ka võimalike kõrvaltoimete ja komplikatsioonide risk suureneb.

Ärge suurendage intensiivsust sessiooni ajal. Sümptomid võivad ilmnedas alles mõne tunni pärast, isegi kui teil esialgu neid ei esine.

6. Pange naha tugi pinnale.

Veenduge, et nahk oleks ühtlane ja tasane ning et kokkupuutepind oleks täielikult kokkupuutes nahaga.

7. Kui naha kontakt on täielik, hakkab START märgutuli vilkuma. Seade on nüüd valmis valgusvälgu väljastamiseks.

MÄRKUS:

START märgutuli hakkab vilkuma ainult siis, kui naha kontaktpind on täielikult nahal.

8. Vajutage vabastusnuppu valgusvälgu jaoks
Seade väljastab valgusvälgu ja te kuulete plöksatust. See on normaalne. Samal ajal kogete pehmet, sooja ja surisevat tunnet.
9. Peale seadme valgusvälgu väljastamist kogub see võimsust järgmise valgusvälgu jaoks. See võib võtta mõne sekundi.
10. Pange naha kontaktpind järgmisele kohale.
Veenduge, et töötlete sama koha ainult ühe korra sessiooni ajal.
11. Vajutage vabastusnuppu valgusvälgu jaoks
12. Jätkake, nagu kirjeldatud punktis 6.

HOIATUS:

Katkestage viivitamatult seadme kasutamine kui nahal on villid või põletus!

MÄRKUS:

Seade lülitub välja automaatselt 10 sek pärast.

Peale kasutamist

1. Lülitage seade välja kui sessioon on lõppenud. Selleks vajutage ja hoidke nuppu all 3 sek. Pidage meeles viimati valitud intensiivsustase. Seade käivitub alati madalaimal tasemel kui selle järgmisel korral sisse lülitate.
2. Eemaldage adapteri pistik kontaktist ja seade toitest.
3. Puhastage seade ja eriti naha toe pind peale igat kasutamist. (Vt. „Puhastamine“)

Nahahooldus peale karvaeemaldust

Ärge võtke päikest vahetult peale seadme kasutamist. Veenduge, et nahk oleks kaitstud otsese päikese eest. Kasutage päikesekaitsevahendit päikesekaitsefaktoriga, mis on võrdne SPF 30-ga või sellest kõrgem 2 nädala jooksul pärast igat seadme kasutamist.

Kõrvalmõjud ja komplikatsioonid

Mõned kasutajad kogevad peale seadme kasutamist pigmendi muutust. Need muutused, kui neid on, on üldiselt leebed ja ajutised. Komplikatsioonide korral pöörduge viivitamatult oma nahaarsti poole!

Puhastamine

⚠ HOIATUS:

Enne seadme puhastamist lülitage seade välja. Eemaldage toiteadapteri pistik kontaktist.

⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge kastke seadet ega juheta vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Kasutage kuiva, puhast lappi või vajaduse korral puhastusvahendit, mis on loodud spetsiaalselt elektroonikaseadmete pinna õrnaks puhastamiseks ning eriti naha kontaktpinnale.

HOIUSTAMINE JA HOOLDUS

- Hoidke seadet originaalpakendis. Hoidke seadet kahe sessiooni vahel jahedas, kuivas kohas. Hoidke seadet vee eest.
- Kontrollige regulaarselt valgusvälgu väljumisakent kahjustuste või kriimustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustatud seadet!
- Tarvikud vajavad vahetamist umbes 50000 valgusvälgu järel.

Te võite tellida need maaletoojalt. (Varuosade nr.: 399995)

Varukasseti vahetamine

Te võite tarviku kergesti ise vahetada.

1. Eemaldage see ettepoole tõmmates.
2. Libistage uus tarvik seadmele.

Veenduge, et tarvik on korralikult paigaldatud, vastasel korral seade ei tööta.

Veotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade ei saa voolu.	Veenduge, et adapteri ühendus oleks ühendatud korralikult maandatud kontakti.
		Veenduge, et adapter oleks ühendatud korralikult pesasse.
		Kontrollige kontakti teise seadmega.
	Kontrollige kaitset.	
	Seade on kahjustatud.	Võtke ühendust hooldusega.
See ei väljasta valgusvälku kui nuppu vajutada.	Tarvik ei ole korralikult kohal.	Veenduge, et tarvik oleks korralikult paigas.
	Seade ei tööta.	Veenduge, et START märgutuli vilguks roheliselt.
	Halb kontakt nahaga.	Veenduge, et naha tugi oleks täielikult nahal

	Tarviku lamp on vigane.	Vahetage tarvik uue vastu. Kui rike püsib, pidage nõu meie klienditeenindusega.
Seadme kasutamise ajal võib eralduda pisut suitsu.	Seade on kahjustatud. Katkestage viivitamatult seadme kasutamine!	Võtke ühendust hooldusega.
START märgutuli ja esimene tase ekraanil jäävad põlema.	Süsteemi rike	Lülitage seade välja! Eemaldage toiteadapteri pistik kontaktist umbes 5 sekundiks. Sisestage pistik uuesti seinakontakti ning lülitage seade sisse. Kui rike püsib, pidage nõu meie klienditeenindusega.
Märgutuli START põleb. Ja teine märgutuli vilgub.	Seadme kasutusaeg on läbi.	Utiliseerige seade õigesti. (Vt. pt. „Utiliseerimine“)

Tehnilised andmed

Mudel PC-IPL 3024
 Toide Alalisvool 12 V, 2,5 A
 Valguspind 2,7 cm²
 Kasutatud tehnoloogia IPL
 Välgu kestvus 500 kuni 800 µs
 Intensiivsuse tihedus 4J / cm²
 Lainepikkus 475 kuni 1200 nm
 Netokaal u. 0,4 kg

Temperatuur:

Töö 10°C kuni +35 °C
 Säilitamine -40°C kuni +70°C


Suhteline õhuniiskus:

Töö 3 % kuni 75 % rH
 Säilitamine 10 % kuni 90 % rH

Rõhk:

Töö 700 kuni 1060 hPa
 Säilitamine 500 kuni 1060 hPa

Toiteadapter

Sisend ... AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0,8 A Max
 Väljund Alalisvool 12 AV / 3 A
 Polaarsus 
 Kaitseklass: II

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhisteile, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

Keskkonnakaitse



Seadme kasutusaja lõpul ärge visake seadet olmeprahi hulka. Viige see vastavasse ametlikku ümbertöötlemiskeskusesse. Sellega aitate kaitsta keskkonda.